



## Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal  
PodoScann · SlimLine · Kristall



### 1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box.  
Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



### 2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



### 3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



### 4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



### 5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



ARABIAN

## نم رثالاً موف مادختسا تاداشر! FSG

1. :مادختسالا نم ضرر غلأ  
تاجارج دعب ةيذحلا ةيذحالا ةعانص اي جولو نكفت لاجم يف نوي اصاص خالاً  
عنصني .مدقلا رثا ةعانصل FSG نم رثالاً موف نوبلطي ماطعلا ميوقت  
ببيبطا صيخشت يلغ ءانب مدقلا ايبلس اجنومن ماطعلا ميوقت ينف  
فقتخم قيرطب يبلسلا جنومنا اذه ءجال عم ماطعلا ميوقت ينف عيظتسيو  
وا ءجنيرلا بل او ق وا صجللا مادختساب يباچي اجنومن ةعانص عيظتسيو  
يلغ ادامتعا مدقلا نم ءزابللا قطانملا وا ءقيقدلا يويينبللا بيفرتلا ديحت  
مادختساب ريبكافا ءروصب متجال عمو ،مدقلا رثا صحتف اضيا نغمي امك .رثالاً  
ةعانصللا ءجاللا ارفوت يتلا تامول عمل اعارم لكذ ءانثا باچيو .قصاخ جمارب  
جماربللا ءكروشو صحتفلا زاهجل  
جاتنإ :لثم ،يرخأ تارايخ ديحت نلفو ،تالاجلا بلغأ يف قحلم ةعانص دمت  
عزخا بتاجت نمو جتنملا نيب عم جلا دراو ريغ .قلمصم قصاخ ءيذح

2. :نيزختلا  
نيزختلا ءيذحالا ءرارحلا ءچردو ،أفاج FSG نم رثالاً موف نيزخت باچي  
ال 65% و 55% نيب ءيبسلا قبوطرلا حورتنو ،م 24° و 18° نيب حورتن  
يف نيزختلا ءلاج يف متيلعافو جتنملا ءدوج رثات نع ءيلووسم يا لمحتن  
اجراج قبطرلا وا ءرضتملا رثالاً موف قيديانص لصف باچي .فورظلا هذه ريغ  
ءيضرالاً يلغ اءديدمت دراو ريغو ،ءياق لكشب نحتشلا تاوبع نيزخت باچي  
امصعب قوف يصقأ دحب بلع 4 سيديكف نغمي

3. :مادختسالا  
FSG نم رثالاً موف مادختساب نيزختملا نيلءوملا دارفالاً ريغل حمسي ال  
ال مادختسات ال تازافق ءيصخشلا متي ام لجال مادختسالا يدتري نا يغبن ي  
ءيذحالا ءجاللا ءالساو ءحصلا اجنول قاعارم باچي .ءدحو ءرم  
ءدحو ءرم مادختسالا ءوجراخل مادختسالا طوق بسام FSG نم رثالاً موف  
موفلا حول يلغ سوبدلاب ضريرملا ريغل حمسي ال .طوق  
ررضتم ريغو أفاج FSG نم رثالاً موف نوكتي نا باچي  
تاباصلإ نود نمو ،ميركلا نم ءيلجو ،ءفيظن ضريرملا مدق نوكت نا باچي  
ءيظعت لاج نم حورجل تادامض وا ءفق عم ءيشع مادختساب باچي .بتاباصللا  
نكمن نا! مدقلا

ءيظاخلا ءيشعلا اب نم يلبلا ءزجل وا FSG نم رثالاً موف سمام بنج  
بسامللا ءوملا نم مادختسالا ريغتملا نا نم دكامللا مادختسالا لبق باچي  
ءانبا نيزمدقلا موف بزملا صصختملا لماعلا ددحي .لجال دغمل مادختسالا  
مدختسا يلغ  
وئسو ميوقفاو بتباب حطس يلغ وعضوو ،FSG نم رثالاً موف حتف باچي  
زكفرملا يف طغض يلغ لصحي شحيب مدقلا مدختسالا ءچوي نا باچي  
يلغ ضريرملا ظفاحي نا باچي ،(فوقولا ءانثا) دسجللا لمالكب طغضلا دنع  
رمالاً مزل اذامتناسم نغميو ،متابث  
طغض موف مادختساب ءجاللا دنع رمالاً رركو ،رثالاً مادختسا ءيلباق صحتف  
ديج

ءيحص بابصلال اروف مدقلا نم موفلا اياقب ءلازا! باچي  
صحن نع املصم عم رثالاً عم FSG نم رثالاً موف نرغ

4. :مادختسالا  
رثوت ال ارش 36 نع لوطت ءرتفتل FSG نم رثالاً موف نيزخت حمسي ال  
قوبع يلغ عوبطملا خيراتلا رظمي .موفلا قفيظو يلغ ناولالاً تاريغي  
خيراتلا اذه دعب موفلا مادختساب حمسي الو .ءيصالصلا خيرات جتنملا  
قصلم يلغ دوچوملا خيراتلا .ءجومملا مقدر يلغ اضيا دوچوم خيراتلا عباط  
ءيصلملا ءعاسلا ،زهر دعب نحتشلا ءدجو قوبع  
مادختسا مدي ال دق ،خيراتلا اذه دعب .(رثالاً) ءيصالصلا ءانتنا خيرات رظمي  
ءعندلا مقدر اضيا وه ءعندلا خيرات .فوغرلا

5. :جتنملا نم صلختلا  
قفاض! ممتو ،تايافنلا اياقب يف FSG نم رثالاً موف نم صلختلا ممتي  
ءيقرولا تايافنلا ريوت ءداع لجم ىلا ميوقلا قرولا

