



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



BULGARIA



Инструкции за употреба за ортопедична пяна на FSG

1. Предназначение:

Ортопедичната пяна FSG се използва от професионалисти при изработването на отпечатъци за ортопедични обувки. Въз основа на диагноза от лекар ортопедичният техник изготвя негативен отпечатък на стъпалото. След това, с различни методи, ортопедичният техник може да обработи този негативен отпечатък. Той може да изработи отливка (позитив) от гипс или смола за лееене, както и въз основа на отпечатъка да определи точната анатомия или релеф на стъпалото. Съществува също така възможността отпечатъкът на стъпалото да се сканира и да се обработи допълнително с помощта на специален софтуер. Тук следва да се спазва информацията, предоставена от производителя на скенера или софтуера. В повечето случаи се изработват стелки, но съществуват и други опции, например изработването на индивидуални обувки по мярка. Не е предвидена комбинация с други продукти.

2. Съхранение:

Ортопедичната пяна FSG трябва да се съхранява на сухо място. Идеалните условия за съхранение са температури между 18° и 24° C и относителна влажност на въздуха между 55% и 65%. В случай на съхранение, неотговарящо на тези условия, не се поема отговорност за качеството и функционалността на продукта. Повредените или влажни кутии от ортопедичната пяна следва да бъдат отделени. Картонените опаковки, с които се доставя продуктът, трябва да се съхраняват изправени; не трябва да се съхраняват в хоризонтално положение. Един върху друг могат да бъдат поставени максимум 4 кашона.

3. Приложение:

Ортопедичната пяна FSG трябва да се използва само от обучени специалисти. За собствена защита при работа с продукта потребителите следва да носят предпазни ръкавици за еднократна употреба. Трябва да се спазват и условията за безопасност на труда. Ортопедичната пяна FSG е подходяща само за външно приложение и еднократна употреба. Един пациент може да стъпи в един лист пяна само веднъж. Ортопедичната пяна FSG трябва да бъде суха и без наличието на повреди. Стъпалото на пациента трябва да е чисто, без крем и без наранявания и инфекции. При необходимост трябва да се използва стерилен филм или превръзка за рани за покриване на стъпалото. Да се избягва контакт на пяната или нейна абразия с лигавица. Преди употреба се уверете, че използваният вариант е подходящият вид за конкретното предназначение. Обученият специалист, който ще работи с него, определя необходимата ортопедична пяна въз основа на нейното приложение. Ортопедичната пяна FSG трябва да бъде разгъната и поставена върху твърда, хоризонтална и равна повърхност. За да се постигне центриране при отпечатъка стъпалото трябва да се направлява от специалиста. При отпечатък, извършен с цяла тежест (в стоящо положение) трябва да се уверите, че пациентът е в безопасна позиция и е ако е необходимо да бъде поддържан. Проверете използваемостта на отпечатъка и ако е необходимо повторете с нов комплект пяна. Остатъците от пяна по стъпалото следва да се отстранят незабавно по хигиенни причини. Съхранявайте пяната и отпечатъка отделно.

4. Трайност:

Пяната не трябва да се съхранява за период, по-дълъг от 36 месеца. Промяна в оцветяването не оказва влияние върху функционалността на пяната. Датата, отпечатана върху опаковката на продукта, показва срока на годност. След тази дата пяната не трябва да се използва. Печатът с датата представлява също и номер на партидата. Датата на етикета на опаковъчната единица след символа „часовници“ показва датата на изтичане (месеци). След тази дата пяната вече не може да се използва. Датата LOT е и номерът на партидата.

5. Изхвърляне:

Пяната се изхвърля с битовия отпадък, а картонът от опаковките се разпределя за рециклиране на отпадъчна хартия. Замърсената пяна и евентуално опаковката трябва да се изхвърлят в съответствие с типа замърсяване, както и според местните, законови разпоредби за изхвърляне.



Formschaum Gronau GmbH
Marie-Curie-Str. 18 · D-48599 Gronau
Telefon +49 (0) 25 62 / 90 767 60
Telefax +49 (0) 25 62 / 90 767 66
orders@formschaum-gmbh.de
www.formschaum-gmbh.de