



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



CZECH

Návod k použití pěny FSG na otisk nohy

1. Účel použití:

Pěnu FSG na otisk nohy používá odborný personál z oblasti techniky ortopedické obuvi za účelem vytvoření otisku nohy. Na základě diagnózy lékaře vytvoří ortopedický technik negativní tvar nohy. Tento negativní tvar může ortopedický technik dále zpracovat různými postupy. Pozitiv může vytvořit pomocí sádry nebo lící pryskyřice, nebo na základě otisku zjistit přesnou anatomii nebo prominentní místa nohy. Otisk nohy lze rovněž naskenovat a dále zpracovat pomocí speciálního softwaru. Při tom se musí dodržovat údaje od výrobce skeneru a dodavatele softwaru. Ve většině případů se vyrábí vložka. Existují však také další možnosti, např. výroba individuální boty na míru. Není zamýšlena kombinace s jinými výrobky.

2. Skladování:

Pěna FSG na otisk nohy se musí skladovat na suchém místě. Ideální podmínky v místnosti představuje teplota mezi 18 a 24 °C a relativní vlhkost vzduchu mezi 55 % a 65 %. V případě nedodržení těchto podmínek skladování neručíme za kvalitu výrobku a jeho funkčnost. Poškozené nebo vlhké krabice s pěnou na otisk nohy se musí zlikvidovat. Přepačnický obal musí být skladován ve svislé poloze. Horizontální skladování je zakázáno. Na sobě se smí skladovat maximálně 4 kartony.

3. Použití:

Pěnu FSG na otisk nohy smí používat pouze školený odborný personál. Uživatel při tom musí za účelem vlastní ochrany používat jednorázové rukavice. Je třeba dodržovat pracovní bezpečnostní předpisy. Pěna FSG na otisk nohy je určena pouze k většímu a jednorázovému použití. Pacient smí vkročit na pěnovou desku pouze jednou. Pěna FSG na otisk nohy musí být suchá a nepoškozená. Noha pacienta musí být čistá, bez krémů, poranění a infekcí. Příp. se musí k zakrytí nohy použít sterilní fólie nebo obvaz. Zabraňte kontaktu pěny FSG na otisk nohy se sliznicemi a jejímu tření o sliznici. Před použitím se musí zajistit, aby byla použita varianta vhodným druhem pro plánované použití. Školený odborník stanoví potřebnou pěnu na otisk nohy na základě toho, k čemu bude použita. Pěna FSG na otisk nohy musí být otevřená a ležet na pevném, vodorovném a hladkém povrchu. Pro získání centrovaneho otisku musí vést nohu uživatel. V případě otisku s plným zatížením (vestoje) se musí zajistit bezpečné držení pacienta, případně se musí pacient podepřít. Zkontrolujte použitelnost otisku a případně proces opakujte s novým párem pěny na otisk nohy. Zbytky pěny z nohy z hygienických důvodů ihned odstraňte. Pěnu FSG na otisk nohy skladujte s otiskem odděleně.

4. Trvanlivost:

Pěna FSG na otisk nohy se nesmí skladovat déle než 36 měsíců. Změny barvy nemají vliv na funkci pěny. Datum razítka na obalu výrobku zobrazuje datum trvanlivosti. Po tomto datu se již nesmí pěna používat. Razítko s datem je také číslo šarže. Datum na štítku obalu přepravní jednotky za symbolem „přesýpací hodiny“, zobrazuje datum vypršení platnosti (měsíc). Po tomto datu již nemůže být pěna používána. Datum LOT je také číslo šarže.

5. Likvidace:

Pěnu FSG na otisk nohy vyhodte do odpadu z domácností. Kartonáž odvezte k recyklaci starého papíru. Kontaminovaná pěna na otisk nohy a příp. obal se musí zlikvidovat tak, jak to vyžaduje druh znečištění a místní zákonné předpisy k likvidaci odpadu.

