



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



DENMARK

Brugsanvisning for FSG-formskum

1. Formål:

FSG-formskum bruges af fagfolk inden for ortopædisk skoteknik til at lave fodaftryk. På baggrund af en læges diagnose laver den ortopædiske tekniker en negativ form af foden. Denne negative form kan den ortopædiske tekniker forarbejde yderligere på forskellige måder. Man kan lave et positiv med gips, eller bruge aftrykket til at fastlægge fodens nøjagtige anatomi eller særligt fremtrædende kendetegn. Der ligeledes mulighed for at scanne fodaftrykket og forarbejde det yderligere ved hjælp af særlig software. Her skal man være opmærksom på instruktionerne fra fabrikanten af scanneren og leverandøren af softwaren. I de fleste tilfælde fremstiller man et indlæg, men der findes også andre muligheder som f.eks. at fremstille en skræddersyet sko. En kombination med andre produkter er ikke tiltænkt.

2. Opbevaring:

FSG-formskum skal opbevares tørt. De ideelle rumforhold er temperaturer mellem 18 °C eller 24 °C og en relativ luftfugtighed på mellem 55 % og 65 %. Ved opbevaring uden for disse forhold kan der ikke tages noget ansvar for produktets kvalitet og funktion. Beskadigede eller våde skumpakker skal sorteres fra. Leveringsæskerne skal opbevares stående, da de ikke er beregnet til at blive opbevaret liggende. Der må højst stables 4 æsker oven på hinanden.

3. Anvendelse:

FSG-formskum må kun bruges af oplærte fagfolk. Brugeren bør have engangshandsker på, for at beskytte sig selv. Arbejdssikkerhedsbestemmelserne skal overholdes. FSG-formskum er kun beregnet til udvortes engangsbrug. Patienten må kun træde i en skumplade en enkelt gang. FSG-formskummet skal være tørt og ubeskadiget. Patientens fod skal være ren, fri for creme og uden skader og infektioner. I givet fald skal foden dækkes med en steril folie eller forbindelse. Det skal forhindres at FSG-formskummet kommer i kontakt med eller gnider mod slimhinder. Inden brug skal det sikres at den anvendte variant er den egnede type for den planlagte anvendelse. Den uddannede fagperson afgør hvilket formskum, der skal bruges i henhold til anvendelsen. FSG-formskummet skal være klappet op og ligge på en fast, vandret og jævn overflade. Foden skal føres af brugeren, for at opnå et centreret aftryk. Ved et fuldt belastet aftryk (stående) skal man sørge for at patienten står sikkert. I givet fald skal patienten støttes. Kontroller at aftrykket kan bruges og gentag i givet fald med et nyt par formskum. Af hygiejneårsager skal skumrester fjernes fra foden med det samme. FSG-formskum med aftryk skal opbevares særskilt.

4. Holdbarhed:

FSG-formskummet må ikke lagres i mere end 36 måneder. Ændringer i skummets farve påvirker ikke dets funktion. Den påstemplede dato på produktets emballage viser udløbsdatoen. Efter denne dato må skummet ikke bruges mere. Datostemplet er også partinummeret. Datoen på etiketten på forsendelsesenhedens emballage efter symbolet „timeglas“, viser udløbsdatoen (måned). Efter denne dato kan skummet ikke længere bruges. LOT-datoen er også batchnummeret.

5. Bortskaffelse:

FSG-formskummet bortskaffes via restaffaldet. Papæsen sendes til genbrug. Forurenede formskum og i givet fald emballagen skal bortskaffes sådan som det foreskrives i henhold til forureningen og de lokale samt lovmæssige forskrifter om bortskaffelse.



Formschaum Gronau GmbH
Marie-Curie-Str. 18 · D-48599 Gronau
Telefon +49 (0) 25 62 / 90 767 60
Telefax +49 (0) 25 62 / 90 767 66
orders@formschaum-gmbh.de
www.formschaum-gmbh.de