



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



ESTONIA

FSG jäljendivahu kasutusjuhend

1. Kasutusotstarve

FSG jäljendivahtu vajavad ortopeediliste jalatsite spetsialistid jalajäljendite tegemiseks. Ortopeediatehnik valmistab arsti diagnoosi alusel jala negatiivvormi. Seda negatiivvormi on ortopeediatehnikul võimalik erinevate meetoditega edasi töödelda. Ta saab kipsi või valuvaigu abil valmistada positiivi või teha jäljendi alusel kindlaks täpse anatoomia või jala esiletõusvad kohad. Samuti on võimalik jalajäljend skannida ja seda spetsiaalse tarkvaraga edasi töödelda. Selle käigus tuleb järgida skanneri tootja ja tarkvara tarnija esitatud andmeid. Enamikul juhtudel valmistatakse tugi, kuid on ka muid võimalusi, nt jalatsi valmistamine individuaalsete mõõtude järgi. Teiste toodetega kombineerimine ei ole ette nähtud.

2. Säilitamine

FSG jäljendivahtu tuleb säilitada kuivas kohas, ideaalsed ruumitingimused on temperatuur vahemikus 18–24 °C ja suhteline õhuniiskus vahemikus 55–65%. Säilitamisel väljaspool neid tingimusi ei ole võimalik toote kvaliteedi ja toimivuse eest vastutust võtta. Kahjustatud või märjad jäljendivahu karbid tuleb välja sorteerida. Transpordikaste tuleb hoida püsti, pikali asendis säilitamine ei ole ette nähtud. Üksteise peale võib virnastada maksimaalselt 4 kasti.

3. Kasutamine

FSG jäljendivahtu tohivad kasutada ainult koolituse läbinud spetsialistid. Kasutaja peaks enda kaitseks kandma ühekordselt kasutatavaid kindaid. Järgida tuleb töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju. FSG jäljendivaht sobib ainult väliseks kasutamiseks ja ühekordselt tarvitamiseks. Üks patsient tohib vahuplaadile astuda ainult üks kord. FSG jäljendivaht tuleb veenduda, et kasutatav variant on kavandatud kasutuseks sobiv. Koolituse läbinud spetsialist määrab pealeastumiseks vajaliku vahu selle kasutusotstarbe põhjal. FSG jäljendivaht peab olema lahti tehtud ja asetatud kindlale, horisontaalsele ja tasasele pinnale. Kasutaja peab jalga suunama, et saavutada tsentreeritud jäljend. Täiskõormusega jäljendi puhul (seistes) tuleb tagada patsiendi kindel tasakaal, vajaduse korral toetage teda. Kontrollige jäljendi kasutatavust, vajaduse korral korra uue jäljendivahu paariga. Vahujäädid tuleb jalalt hügieenilistel põhjustel viivitamata eemaldada. Säilitage jäljendiga FSG jäljendivahtu eraldi.

4. Säilivusaeg

FSG jäljendivahtu ei tohi säilitada kauem kui 36 kuud. Värvuse muutused ei mõjuta vahu toimivust. Toote pakendile tembeldatud kuupäev näitab aegumiskuupäeva. Pärast seda kuupäeva ei tohi vahtu enam kasutada. Kuupäevatempel on ka partii number. Kuupäev saatmisühiku pakendi etiketil sümboli „liivakell“ järel. Näitab aegumiskuupäeva (kuu). Pärast seda kuupäeva ei saa vahtu enam kasutada. Partii number on ka partii number.

5. Jäätmekäitluse andmine

FSG jäljendivaht antakse jäätmekäitluse olmeprügi hulgas, pappkarp suunatakse vanapaberina taaskasutusse. Saastunud jäljendivaht ja vajaduse korral pakend tuleb jäätmekäitlusele anda nii, nagu saastumise liik ning kohalikud ja seadusega sätestatud jäätmekäitluseeskirjad seda nõuavad.

