



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



FINLAND

Käyttöohjeet FSG-jalanjälkivaahdo

1. Tarkoitus:

FSG-jalanjälkivaahdoa tarvitsevat ortopedisen kenkätekniikan asiantuntijat jalanjälkien valmistamiseen. Ortopediteknikko luo lääkärin diagnoosin perusteella jalasta negatiivisen muodon. Tätä negatiivista muotoa ortopediteknikko voi käsitellä edelleen eri menetelmillä. Hän voi kipsin tai valuhartsin avulla valmistaa positiivin tai määrittää jalan perusteella jalan tarkan anatomian tai esiin pistävät kohdat. Jalanjälki on myös mahdollista skannata ja käsitellä edelleen erityisten ohjelmistojen avulla. Näin meneteltäessä on noudatettava skannerin valmistajan ja ohjelmiston toimittajan tietoja. Useimmissa tapauksissa valmistetaan pohjallinen, mutta on myös muita vaihtoehtoja, kuten esim. yksilöllisenä mittatyönä tehdyn kengän valmistus. Tuote ei ole tarkoitettu yhdistettäväksi muiden tuotteiden kanssa.

2. Varastointi:

FSG-jalanjälkivaahdo on varastoitava kuivana. Varastointitilan ihanteelliset olosuhteet ovat lämpötila 18 ja 24 °C:n välillä ja suhteellinen ilman kosteus 55 ja 65 %:n välillä. Tuotteen laadusta ja toiminnallisuudesta ei voida vastata, jos näitä ehtoja ei noudateta. Vaurioituneet ja kustuneet jalanjälkivaahdoteriat on eroteltava ja poistettava. Kuljetuslaatikot on säilytettävä pystyasennossa. Säilytys vaakasennossa ei ole tarkoitukseenmukainen. Enintään 4 laatikkoa voidaan säilyttää päällekkäin.

3. Käyttö:

Vain koulutettu ammattihenkilöstö saa käyttää FSG-jalanjälkivaahdoa. Käyttäjän tulisi käyttää kertakäyttöisiä käsiineitä suojatakseen itseään. Työsuojelumääräyksiä on noudatettava. FSG-jalanjälkivaahdo soveltuu vain ulkoiseen käyttöön ja kertakäyttöön. Potilas saa astua vain kerran vaahtolevyn päälle. FSG-jalanjälkivaahdon on oltava kuivaa ja vahingoittumatonta. Potilaan jalan on oltava puhdas, rasvaton ja vapaa vammoista ja infektiosta. Tarvittaessa on käytettävä steriiliä kalvoa tai haavasidettä jalan peittämiseen. FSG-jalanjälkivaahdon kosketusta tai sen hankautumista limakalvoihin on vältettävä. Ennen käyttöä on varmistettava, että käytetty lajike sopii aiottuun käyttöön. Koulutettu erikoiskäsittelijä määrittää tarvittavan jalanjälkivaahdon sen käyttötarkoituksen mukaan. FSG-jalanjälkivaahdo on taitettava auki ja asetettava tukevalle, vaakasuoralle ja tasaiselle pinnalle. Käyttäjän on ohjattava jalka keskitetyn jalan saamiseksi. Jälkeä potilaan täydellä painolla (seisovassa asennossa) luotaessa on varmistettava, että potilas seisoo tukevasti ja tarvittaessa tuettava häntä. Tarkista jalan käytettävyyttä ja toista tarvittaessa uudella jalanjälkivaahdoparilla. Jalkaan tarttuneet vaahtojäämät on poistettava välittömästi hygieenisistä syistä. Säilytä FSG-jalanjälkivaahdo, johon on tehty jalanjälki, erikseen.

4. Kestävyys:

FSG-jalanjälkivaahdoa saa varastoida enintään 36 kuukautta. Värimuutoksilla ei ole vaikutusta vaahtoon tehokkuuteen. Tuotteen pakkaukseen leimattu päivämäärä näyttää viimeisen käyttöpäivän. Tämän päivämäärän jälkeen vaahtoa ei saa enää käyttää. Päiväysleima on samalla eränumero. Päivämäärä lähetyksikönn pakkauksen etiketissä „tiimalasi“-merkin jälkeen näyttää viimeisen käyttöpäivän (kuukausi). Tämän päivämäärän jälkeen vaahtoa ei enää voida käyttää. LOT-päivämäärä on myös eränumero.

5. Hävittäminen:

FSG-jalanjälkivaahdo hävitetään sekajätteessä, ja pahvi laitetaan jätteen kierrätykseen. Saastunut jalanjälkivaahdo ja mahdolliset pakkaukset on hävitettävä saastumisen tyyppin sekä paikallisten ja lakisääteisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.



Formschaum Gronau GmbH
Marie-Curie-Str. 18 · D-48599 Gronau
Telefon +49 (0) 25 62 / 90 767 60
Telefax +49 (0) 25 62 / 90 767 66
orders@formschaum-gmbh.de
www.formschaum-gmbh.de