



## Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal  
PodoScann · SlimLine · Kristall



### 1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



### 2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



### 3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



### 4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



### 5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



HUNGARY

## Használati utasítás FSA belépőhabhoz

### 1. Célmeghatározás:

Az ortopédiai cipőtechnika szakemberei lábnyomatok készítésére használják az FSG belépőhabot. Az ortopédiai technikus az orvos diagnózisa alapján negatív mintát készít a lábról. Majd a negatív minta feldolgozását különféle eljárásokkal folytatja. Gipszből vagy öntőgyantából elkészíti a pozitív mintát, vagy a lenyomat segítségével határozza meg a láb pontos anatómiáját, fontos helyeit. Speciális szoftver segítségével a lábnyomat a további feldolgozáshoz beszkennelhető. Ilyenkor be kell tartani a szkennert gyártója és a szoftvert szállítója által előírtakat. A legtöbb esetben betét készül, de vannak más lehetőségek is, például az egyedi cipők gyártása. Más termékekkel kombinálás nem szerepel a hab rendeltetészerű felhasználásában.

### 2. Tárolás:

Az FSG belépőhabot száraz helyen kell tárolni. Ideális tárolási feltételek: 18 °C-24 °C közötti hőmérséklet és 55%-65% relatív páratartalom. Az előírások be nem tartása esetén nem vállalunk felelősséget a termék minőségéért és használhatóságáért. A sérült vagy nedves belépőhabot tartalmazó dobozt ki kell selejtezni. A szállítódobozokat függőlegesen kell tárolni, fektetve tárolni nem szabad. Legfeljebb 4 kartondoboz rakható egymásra.

### 3. Alkalmazás:

Az FSG belépőhabot csak képzett szakember használhatja. A felhasználó saját védelme érdekében viseljen egyszer használatos kesztyűt. Be kell tartani a munkavédelmi rendelkezéseket. Az FSG belépőhab csak külső alkalmazásra és egyszeri használatra alkalmas. A páciens csak egyszer léphet a hablapra. Az FSG belépőhabnak száraznak és sérülésmentesnek kell lennie. A páciens lába legyen tiszta, krémtől és fertőtől mentes. Szükség esetén steril fólia vagy a sebkötöző anyag használható a láb letakarására. Kerülje az FSG belépőhabbal érintkezést, ill. porának nyálkahártyával érintkezését. Használat előtt meg kell győződni arról, hogy a felhasznált változat megfelel-e a tervezett alkalmazásra. A képzett szakember az alkalmazás alapján határozza meg a szükséges belépőhabot. Az FSG belépőhabot fel kell hajtani és szilárd, vízszintes, lapos felületre kell helyezni. A lábat a szakember irányítsa, hogy optimális nyomat készüljön. Teljes terhelés (álló helyzet) melletti lenyomatnál gondoskodni kell a páciens stabil állásáról, szükség esetén pedig segíteni kell pozíciója megtartásában. Ellenőrizze a nyomat használhatóságát. Szükség esetén készüljön új nyomat. A lábon maradt habmaradványokat higiéniai okokból azonnal el kell távolítani. Az FSG belépőhabot különítve tárolja.

### 4. Eltarthatóság:

Az FSG belépőhab legfeljebb hat hónapig tárolható. A hab színének változása nem csökkenti a használhatóságát. A termék csomagolására bélyegzett dátum az eltarthatósági időt jelenti. A lejárat dátum után a hab nem használható. A dátumbélyegző egyúttal gyártásitételszám is. A szállítóegység csomagolásának címkéjén szereplő dátum a „homokóra” szimbólum után. A lejárat dátumot (hónap) mutatja. Ezen időpont után a hab már nem használható. A LOT dátum a tételszám is. Az FSG belépőhab a háztartási hulladékkal együtt selejtezhető, kartonsomagolása hulladékpapírként újrahasznosítható. A szennyezett belépőhabot és adott esetben a csomagolását a szennyeződésként kell kezelni, a helyi és a törvényi előírásoknak megfelelően kell selejtezni.



Formschaum Gronau GmbH  
Marie-Curie-Str. 18 · D-48599 Gronau  
Telefon +49 (0) 25 62 / 90 767 60  
Telefax +49 (0) 25 62 / 90 767 66  
orders@formschaum-gmbh.de  
www.formschaum-gmbh.de