



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



ICELAND

Notkunarleiðbeiningar fyrir FSG-mótunarsvamp

1. Ætluð notkun:

FSG-mótunarsvampurinn er notaður af fagmönnum á sviði bæklunarskósmíði til að taka mót af fótum. Bæklunarskósmíðurinn býr til negatíft mót af fætinum eftir lækisgreiningu. Bæklunarskósmíðurinn getur svo notað þetta negatífa mót með ýmsum hætti. Hægt er að búa til pösítíft mót með gífsi eða steypingarkvoðu eða greint nákvæma lögun eða tiltekna staði á fætinum með hjálp mótsins. Einnig gefst kostur á því að skanna mótið og vinna frekar með það með sérhæfðum hugbúnaði. Við slíkt skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda skannans og hugbúnaðarins. Í flestum tilvikum er búinn til leisti en aðrir möguleikar eru einnig fyrir hendi, t.d. sérsníði á skó. Ekki er gert ráð fyrir notkun með öðrum vörum.

2. Geymsla:

Geyma skal FSG-mótunarsvampinn á þurrum stað, kjöraðstæður eru við hitastig á bilinu 18° til 24° C og hlutfallslegan loftraka á bilinu 55% til 65%. Ekki er tekin nein ábyrgð á gæðum og virkni vörunnar ef geymsla fer fram við aðrar aðstæður. Takið skemmdar eða blautar mótunarsvampskjur til hliðar. Geymið flutningsöskjurnar standandi, þær eru ekki gerðar fyrir liggjandi geymslu. Staflað að hámarki 4 öskjum hverja ofan á aðra.

3. Notkun:

Aðeins þjálfarir fagmenn mega nota FSG-mótunarsvampinn. Notandinn ætti að klæðast einnota hönskum við það. Fylgið ákvæðum um vinnuvernd. FSG-mótunarsvampurinn er einnota og ætlaður til notkunar útvortis. Sjúklingur má einungis stíga einu sinni á svamplötuna. FSG-mótunarsvampurinn verður að vera þurr og óskemmdur. Fótur sjúklingsins verður að vera hreinn, laus við öll krem og án áverka eða sýkinga. Ef til vill verður að nota sæfða filmu eða sárabindi til að hylja fótinn. Forðist að FSG-mótunarsvampurinn komist í snertingu eða nudist við slímhúð. Fyrir notkun verður að tryggja að notkunargerðin henti fyrir ætlaða notkun. Þjálfarur fagmaður tekur ákvörðun um viðeigandi fótisvamp út frá notkun hans. FSG-mótunarsvampurinn verður að hafa verið opnaður og standa á traustu, lárétu og slétu yfirborði. Notandinn verður að stýra fætinum svo hann geti tekið miðlægt mót. Tryggið stöðugleika sjúklingsins og styðjið við hann ef þörf krefur þegar mót er tekið undir fullri þyngd (standandi). Athugið hvort mótið hafi tekist og endurtakið ef þörf krefur með nýju pari af mótunarsvampi. Fjarlægjið af heilnæmisástæðum tafarlaust svampléifar af fætinum. Geymið mótaðan FSG-mótunarsvamp á aðskildum stað.

4. Geymslupól:

Ekki má geyma FSG-mótunarsvampinn lengur en 36 mánuði. Litabreytingar hafa engin áhrif á virkni svampsins. Geymslupól er gefið upp með ástimplaðri dagsetningu á umbúðum vörunnar. Eftir dagsetninguna má ekki nota svampinn. Dagsetningartimpillinn er einnig lotunúmer vörunnar. Dagsetningin á merkimiða umbúða flutningseiningarinnar á eftir „stundaglasinu“ táknu. sýnir gildistíma (mánuður). Eftir þennan dag má ekki nota froðuna lengur. MIKLA dagsetningin er einnig lotunúmerið.

5. Förgun:

FSG-mótunarsvampinum er fargað með heimilissorpi, pappaum-búðirnar ætti að endurvinnna. Fargið menguðum mótunarsvampi og hugsanlega umbúðum í samræmi við óhreinindi þeirra og staðbundnar og lögmæltar reglur um förgun.



Formschaum Gronau GmbH
Marie-Curie-Str. 18 · D-48599 Gronau
Telefon +49 (0) 25 62 / 90 767 60
Telefax +49 (0) 25 62 / 90 767 66
orders@formschaum-gmbh.de
www.formschaum-gmbh.de