



## Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal  
PodoScann · SlimLine · Kristall



### 1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



### 2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



### 3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



### 4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



### 5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



MALTA

## Struzzjonijiet għall-użu tal-impression fowm FSG

### 1. Użu maħsub:

L-impression fowm FSG huwa meħtieġ minn speċjalisti fit-teknoloġija ortopedika taż-żraben biex jagħmlu l-impronti tas-saqajn. It-tekniku ortopediku joħloq forma negattiva tas-sieq ibbażata fuq dijanjosi tat-tabib. It-tekniku ortopediku jista' jipproċessa din il-forma negattiva b'diversi metodi. Dan jista' jagħmel forma pożittiva bil-gibs jew ir-reżina tal-ikkastjar, jew jiddetermina l-anatomija preċiża jew il-partijiet prominenti tas-sieq bis-saħħa tal-impronta. Huwa possibbli wkoll li tiġi skennjata l-impronta u tiġi pproċessata aktar billi jintuza softwer speċjali. L-informazzjoni pprovduta mill-manifattur tal-iskaner u l-fornitur tas-softwer għandha tiġi osservata. Fil-maġġoranza tal-każijiet issir inserzjoni imma hemm ukoll għażliet oħra, bħal pereżempju il-produzzjoni ta' żarbur individwali. Kombinazzjoni ma' prodotti oħra mhijiex maħsuba.

### 2. Hażna:

L-impression foam FSG għandu jinħażen f'post niexef u l-kundizzjonijiet ideali tal-post tal-ħżin huma temperaturi ta' bejn it-18° u l-24°C u umdità relattiva ta' bejn 55% u 65%. L-ebda responsabbiltà ma tista' tiġi aċċettata għall-kwalità tal-prodott u l-funzjonalità jekk dan ma jinħażen f'dawn il-kundizzjonijiet. Kaxxi tal-impression fowm li jkunu ddanneġġati jew imxarba għandhom jiġu sseparati. Il-kaxxi tat-transport għandhom jinħażnu f'pożizzjoni wieqfa, filwaqt li mhumiex maħsuba biex jinħażnu f'pożizzjoni mimduda. Jistgħu jinħażnu sa massimu ta' 4 kaxxi fuq xulxin.

### 3. Applikazzjoni:

L-impression fowm FSG jista' jintuza biss minn persunal speċjalizzat imħarreg. L-utent għandu jilbes ingwanti li jintremew biex jiproteġi lilu nnifsu. Ir-regolamenti dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għandhom jiġu osservati. L-impression fowm FSG huwa adattat biss għal użu estern u għal użu uniku. Pazjent jista' jirfes fuq il-fowm darba biss. L-impression fowm FSG għandu jkun niexef u mingħajr dan-ni. Is-sieq tal-pazjent għandha tkun nadifa, mingħajr kremi u mingħajr korrimenti u infezzjonijiet. Jekk ikun meħtieġ, din għandha tiġi sterilizzata. Fojl jew faxxa tal-feriti jistgħu jintużaw biex ikopru s-sieq. Evita li l-impression fowm FSG ikollu kuntatt ma' membrani mukużi jew li dan jinbarax. Qabel l-użu, għandu jiġi żgurat li l-varjant użat ikun il-varjetà xierqa għall-użu maħsub. L-operatur speċjalizzat imħarreg jiddetermina l-fowm meħtieġ skont l-applikazzjoni tiegħu. L-impression fowm FSG għandu jinfetaħ u jitpoġġa fuq wiċċ sod, orizzontali u ċatt. Is-sieq għandha tkun iggwidata mill-utent sabiex tinkiseb impronta ċentrata. Jekk l-impronta tkun mgħobbija kompletament (wieqfa), il-pazjent għandu jinżamm sewwa, jekk ikun meħtieġ appoġġjat. Iċċekkja kemm tista' tintuza l-impronta, irrepeti jekk meħtieġ b'impronta ta' par ta' fowm ġdid. Ir-residwi tal-fowm fuq is-sieq għandhom jitneħħew immedjatament għal raġunijiet iġjenici. Aħżen l-impression fowm FSG bl-impronti separatament.

### 4. Durabilità:

L-impression fowm FSG ma jistax jinħażen għal aktar minn 36 xahar. Il-bidliet fil-kultur ma għandhom l-ebda influwenza fuq il-funzjoni tal-fowm. Id- data stampata fuq l-imballaġġ tal-prodott turi d-data tal-iskadenza. Wara din id-data, il-fowm ma jistax jibqa' jintuza. It-timbru tad-data huwa wkoll in-numru tal-lott. Id-data fuq it-tikketta ta' l-imballaġġ ta' l-unità tat-tbaħħir wara s-simbolu ta, "qoxra tal-ħġieġ" juri d-data ta' skadenza (xahar). Wara din id-data, ir-ragħwa ma tistax tibqa, tintuza. Id-data LOT hija wkoll in-numru tal-lott.

### 5. Rimi:

L-impression fowm FSG jintrema fl-iskart residwu, il-kartun għandu jintrema mar-riċiklaġġ tal-karti tal-iskart. Impression fowm ikkontaminat u, fejn ikun meħtieġ, l-imballaġġ għandhom jintremew skont it-tip ta' kontaminazzjoni u r-regolamenti lokali u statutorji dwar ir-rimi.

