



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



NETHERLAND



Gebruiksaanwijzing FSG schuimafdruk

1. Beoogd doel:

FSG afdrukschuim wordt door vakmensen in de orthopedische schoenenindustrie gebruikt voor het maken van voetafdrukken. De orthopedisch geschoolde schoenmaker creëert op basis van de diagnose van een arts een negatieve mal van de voet. De orthopedisch schoenmaker kan deze negatieve mal op verschillende manieren verder bewerken. Hij kan met gips of giethars een positieve mal maken of aan de hand van de afdruk een exacte anatomie maken of de opvallende of prominente gebieden van de voet bepalen. Het is ook mogelijk om de voetafdruk in te scannen en met behulp van speciale software verder te bewerken. De specificaties van de leverancier van de scanner en de software moeten in acht worden genomen. In de meeste gevallen wordt een binnenzool of inlay gemaakt, maar er zijn ook andere mogelijkheden zoals het maken van een individuele maatschoen. Combinaties met andere producten komen niet in aanmerking.

2. Opslag:

FSG-afdrukschuim moet op een droge plaats worden bewaard, ideale omstandigheden zijn temperaturen tussen 18° en 24° C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 55% en 65%. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de kwaliteit en de functionaliteit van het product wanneer het product niet onder deze voorwaarden is opgeslagen. Beschadigde of natte afdrukschuim dozen moeten worden uitgesorteerd. De verzenddozen moeten rechtop worden bewaard, horizontale opslag is niet toegestaan. Er mogen maar maximaal 4 dozen boven elkaar worden bewaard.

3. Toepassing:

De FSG-afdrukschuim mag alleen worden gebruikt door geschoold en deskundig personeel. De gebruiker moet voor zijn eigen bescherming wegwerphandschoenen dragen. De voorschriften voor industriële veiligheid moeten in acht worden genomen. De FSG-afdrukschuim is alleen geschikt voor uitwendig en voor eenmalig gebruik. Een patiënt mag de voet maar één keer op een schuimplaat zetten. De FSG-afdrukschuim moet droog en onbeschadigd zijn. De voet van de patiënt moet schoon, vrij van crèmes zijn en geen infecties hebben. Zo nodig moet steriele folie of wondverband voor het afdekken van de voet worden gebruikt. Contact met de FSG-afdrukschuim, of het schuren ervan met de slijmhuide moet worden vermeden. Vóór gebruik moet worden nagegaan of de gebruikte variant de geschikte variëteit is voor het beoogde gebruik. Het geschoold en deskundig personeel bepaalt het benodigde voetschuim op basis van de toepassing ervan. De FSG-afdrukschuim moet opengekapt zijn en op een stevig, horizontaal oppervlak liggen. De voet moet door geschoold en deskundig personeel worden gedraaid en/of geleid teneinde een optimale afdruk te verkrijgen. Wanneer de afdruk volledig belast wordt („staand”), moet de patiënt goed worden vastgehouden, en zo nodig worden ondersteund. Controleer de bruikbaarheid van de afdruk en deze indien nodig herhalen met nieuw afdrukschuim. Schuimresten op de voet moeten om hygiënische redenen onmiddellijk worden verwijderd. De FSG-afdrukschuim met afdruk apart opslaan.

4. Houdbaarheid:

De FSG-afdrukschuim mag niet langer dan zes maanden worden bewaard. Kleurveranderingen hebben geen invloed op de werking van het schuim. De datum die op de verpakking van het product is gestempeld, geeft de houdbaarheidsdatum aan. Na deze datum mag het schuim niet meer worden gebruikt. De datumstempel is ook het batchnummer. De datum op het etiket van de verzendenheidverpakking na het „zandloper”-symbool toont de vervaldatum (maand). Na deze datum mag het schuim niet meer worden gebruikt. De LOT-datum is tevens het batchnummer.

5. Verwijderen:

De FSG-afdrukschuim wordt samen met het restafval weggeworpen, de kartonnen doos wordt toegevoegd aan de oud papier recycling. Vervuild schuim en eventueel ook de verpakking moet worden afgevoerd in overeenstemming met de soort vervuiling en de plaatselijke en wettelijke voorschriften voor afvalverwijdering.



Formschaum Gronau GmbH
Marie-Curie-Str. 18 · D-48599 Gronau
Telefon +49 (0) 25 62 / 90 767 60
Telefax +49 (0) 25 62 / 90 767 66
orders@formschaum-gmbh.de
www.formschaum-gmbh.de