



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



NORWAY

Bruksanvisning for FSG-skumavtrykk

1. Tiltent bruk:

FSG-skumavtrykk benyttes av skospesialister innen ortopediteknikk for å lage fotavtrykk. Ortopediteknikeren lager en negativ avstøpning av foten etter legeforordning. Denne negative formen kan ortopediteknikeren så bearbeide på forskjellige måter. Han/hun kan produsere en positiv form av gips eller støpeharpiks. Avtrykket kan også brukes til å fastlegge fotens eksakte anatomi eller problemområder. Det er også mulig å skanne fotavtrykket og bearbeide det videre ved hjelp av spesiell programvare. Herved må anvisningene til skannerprodusenten og programvareleverandøren overholdes. I de fleste tilfeller produseres så en innleggssåle, men det finnes også andre alternativer, som f.eks. spesialsydd ortopediske sko. Dette produktet må ikke kombineres med andre produkter.

2. Lagring:

FSG-skumavtrykk skal oppbevares tørt. Optimale lagringsforhold er temperaturer mellom 18 °C og 24 °C og en relativ luftfuktighet på mellom 55 % og 65 %. Dersom disse lagringsforholdene ikke overholdes, overtar vi ingen ansvar for produktkvalitet og funksjonalitet. Skadede eller våte esker med skumavtrykk må sorteres ut. Eskene skal oppbevares stående, de er ikke tiltent for liggende lagring. Maksimalt 4 esker kan stables oppå hverandre.

3. Bruk:

FSG-skumavtrykk skal bare brukes av opplært fagpersonell. Brukeren bør bruke engangshansker for egen beskyttelse. Arbeidsmiljøforskriften må overholdes. FSG-skumavtrykk er bare egnet til utvendig bruk og til engangsbruk. En pasient må bare trå inn i en skumplate en gang. FSG-skumavtrykk må være tørt og uskadet. Pasientens fot må være ren, fri for kremer samt skader og infeksjoner. Steril folie eller sårforbinding må om nødvendig brukes for å dekke til foten. Unngå at FSG-skumavtrykk eller dets rester kommer i kontakt med slimhinner. Før bruk må det sikres at den valgte varianten er hensiktsmessig. Det opplærte fagpersonalet avgjør mengde skumplast i henhold til anvendelsen. FSG-skumavtrykket må åpnes og legges på en fast, horisontal og jevn overflate. For å oppnå et sentrert avtrykk må foten styres av brukeren. Hvis det gjøres et avtrykket med full belastning (stående), må pasienten holdes forsvarlig eller støttes om nødvendig. Kontroller om avtrykket kan brukes, gjenta om nødvendig avtrykket med en ny skumplate. Skumrester på foten skal av hygieniske grunner fjernes umiddelbart. Oppbevar FSG-skumavtrykk med avtrykk separat.

4. Holdbarhet:

FSG-skumavtrykk må ikke lagres utover 36 måneder. Fargeendringer har ingen innflytelse på funksjonen til skumplasten. Datoen som er merket på produktemballasjen viser utløpsdatoen. Etter denne datoen må skumplasten ikke lenger brukes. Datomerkingen er også batchnummeret til produktet. Datoen på forsendelsesenhets emballasjemerke etter „klokke“-symbolet. Angir utløpsdato (måned). Etter denne datoen er skjemaet ubrukelig. MASSE-datoen er også batchnummeret.

5. Avfallshåndtering:

FSG-skumavtrykk kan kastes med restavfall, eskene sorteres som papp og papir til gjenvinning. Kontaminert skumavtrykk og eventuell emballasje må kastes i henhold til typen kontaminering og gjeldende avfallsforskrifter.



Formschaum Gronau GmbH
Marie-Curie-Str. 18 · D-48599 Gronau
Telefon +49 (0) 25 62 / 90 767 60
Telefax +49 (0) 25 62 / 90 767 66
orders@formschaum-gmbh.de
www.formschaum-gmbh.de