



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



POLAND

Instrukcja użytkowania pianki do wycisków stóp

1. Przeznaczenie:

Pianka do wycisków stóp przeznaczona jest do użytku przez specjalistów od technologii obuwia ortopedycznego do wykonywania odcisków stóp. Technik ortopeda tworzy na podstawie diagnozy lekarza negatywną formę stopy. Negatywna forma może być przetwarzana przez technika ortopedę przy użyciu różnych metod. Może on stworzyć pozytywny przy użyciu gipsu lub żywicy odlewniczej lub ustalić dokładną anatomię stopy na podstawie odcisku, jak również wskazać znaczące miejsca na stopie. Istnieje również możliwość zrobienie skanu odcisku stopy i przetwarzania za pomocą specjalnego oprogramowania. Należy stosować się do informacji dostarczonych przez producenta skanera i dostawcę oprogramowania. W większości przypadków wykonywana jest wkładka. Dostępne są jednak inne możliwości, np. produkcja indywidualnego obuwia na zamówienie. Nie przewiduje się łączenia z innymi produktami.

2. Przechowywanie:

Pianka do wycisków stóp powinna być przechowywana w suchym miejscu, idealne warunki otoczenia to temperatury pomiędzy 18 a 24°C i względna wilgotność powietrza pomiędzy 55 a 65%. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość produktu i jego funkcjonalność w przypadku przechowywania w innych warunkach. Uszkodzone lub mokre opakowania z pianką do wycisków należy odseparować. Opakowania transportowe należy przechowywać w pozycji pionowej, pozycja leżąca nie jest wskazana. Maksymalnie można ustawić 4 pudełka jedno na drugim.

3. Zastosowanie:

Pianka do wycisków stóp powinna być stosowana tylko przez przeszkolony personel. Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik powinien nosić rękawiczki jednorazowe. Należy przestrzegać przepisów BHP. Pianka do wycisków stóp jest przeznaczona do jednorazowego, zewnętrznego użytku. Pacjent powinien stanąć na płycie z pianką tylko jeden raz. Pianka do wycisków stóp musi być sucha i nieuszkodzona. Stopa pacjenta musi być czysta, nienakremowana oraz bez urazów i infekcji. Ewentualnie należy użyć sterylnej folii lub opatrunku na ranę w celu zakrycia stopy. Należy unikać kontaktu śluzówek z pianką do wycisków stóp lub ich potarcia o nią. Przed skorzystaniem należy się upewnić, że użyta wersja jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania. Przeszkolony specjalista określa wersję pianki na podstawie jej przeznaczenia. Piankę do wycisków stóp należy rozłożyć oraz ustawić na stabilnej, poziomej i równej powierzchni. W celu otrzymania optymalnego odcisku użytkownik wprowadza stopę na formę. W przypadku w pełni obciążonego wycisku (stojącego) należy zapewnić stabilną pozycję pacjenta lub go podtrzymać. Należy sprawdzić użyteczność wycisku lub powtórzyć proces z nową pianką. Pozostałości pianki należy natychmiast usunąć ze stopy ze względów higienicznych. Piankę do wycisków stóp z wyciskiem przechowywać osobno.

4. Trwałość:

Pianki do wycisków stóp nie należy przechowywać dłużej niż 36 miesięcy. Zmiany koloru nie mają wpływu na użyteczność pianki. Data wybita na opakowaniu produktu wskazuje datę ważności. Po tej dacie nie należy korzystać z pianki. Stempel z datą określa również numer partii. Data na etykiecie opakowania jednostkowego wysyłki po symbolu „klepsydry”, pokazuje datę ważności (miesiąc). Po tym terminie pianki nie można już używać. Data LOT jest jednocześnie numerem partii.

5. Utylizacja:

Piankę do wycisków stóp należy wyrzucać do odpadów nienadających się do ponownego przetworzenia, a karton wyrzucać z makulaturą. Zanieczyszczoną piankę do wycisków i ewentualnie opakowanie należy usuwać zgodnie z rodzajem zanieczyszczenia oraz lokalnie i prawnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

