



## Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal  
PodoScann · SlimLine · Kristall



### 1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



### 2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



### 3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



### 4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



### 5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



PORTUGAL



## Instruções de utilização da espuma de impressão FSG

### 1. Finalidade:

Os profissionais da indústria do calçado ortopédico necessitam da espuma de impressão FSG para fazer as pegadas. Com base no diagnóstico de um médico, o técnico ortopédico cria um molde negativo do pé. O técnico ortopédico pode processar este molde negativo através de vários métodos. Pode criar um positivo com gesso ou resina fundida ou determinar a anatomia exata ou as áreas proeminentes do pé com base na impressão. Também é possível digitalizar a pegada e processá-la com software especial. Neste caso, devem ser respeitadas as especificações do fabricante do scanner e do fornecedor do software. Na maioria dos casos é feita uma palmilha, porém, existem também outras possibilidades, tais como a produção de um sapato individual feito à medida. Não está prevista uma combinação com outros produtos.

### 2. Armazenamento:

A espuma de impressão FSG deve ser armazenada num local seco, as condições ideais do ambiente são temperaturas entre 18 ° e 24 °C e uma humidade relativa entre 55% e 65%. Não é assumida qualquer responsabilidade pela qualidade e funcionalidade do produto se este for armazenado fora destas condições. As caixas de espuma de impressão, danificadas ou molhadas, devem ser separadas. As embalagens de envio devem ser armazenadas em posição vertical, não está previsto um armazenamento na horizontal. Podem ser armazenadas, no máximo, 4 caixas de cartão, umas sobre as outras.

### 3. Utilização:

A espuma de impressão FSG só pode ser utilizada por pessoal especializado e qualificado. O utilizador deve usar luvas descartáveis para a sua própria proteção. As normas de segurança industrial devem ser respeitadas. A espuma de impressão FSG só é adequada para uso externo e para uso único. Um doente só pode pisar a placa de espuma uma vez. A espuma de impressão FSG deve estar seca e não danificada. O pé do doente deve estar limpo, sem cremes e sem lesões e infeções. Se necessário, deve ser utilizada uma película esterilizada ou um penso para cobrir o pé. Deve ser evitado o contacto da espuma de impressão FSG ou a sua fricção com mucosas. Antes da sua utilização, deve assegurar-se que a variante utilizada é o tipo adequado para a utilização pretendida. O operador especializado com formação deve determinar a espuma de impressão necessária com base na sua aplicação. A espuma de impressão FSG deve ser desdobrada e colocada sobre uma superfície firme, horizontal e plana. O pé deve ser guiado pelo utilizador para se conseguir uma impressão centrada. Quando a impressão estiver totalmente carregada (com o doente de pé), garantir que o doente é mantido estável e, se necessário, segurá-lo. Verifique a usabilidade da impressão, se necessário, repita com um novo par de espumas de impressão. Os resíduos de espuma no pé devem ser imediatamente removidos por motivos de higiene. Armazenar separadamente a espuma de impressão FSG com uma impressão.

### 4. Validade:

A espuma de impressão FSG não deve ser armazenada por um período superior a 36 meses. As alterações de cor não têm qualquer influência sobre a função da espuma. A data carimbada na embalagem do produto indica a data de validade. Após esta data, a espuma não deve ser utilizada novamente. O carimbo de data é também o número do lote. A data na etiqueta da embalagem da unidade de expedição após o símbolo „ampulheta“ mostra a data de validade (mês). Após esta data, a espuma não pode mais ser usada. A data do LOT também é o número do lote.

### 5. Eliminação:

A espuma de impressão FSG deve ser eliminada juntamente com os resíduos, a caixa de cartão deve ser depositada para reciclagem de resíduos de papel. A espuma de impressão contaminada e, se aplicável, a embalagem, devem ser eliminadas de acordo com o tipo de contaminação e com as normas locais e regulamentares em matéria de eliminação.

