



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



SPAIN



Instrucciones de uso de la espuma para molde FSG

1. Uso previsto:

La espuma para molde FSG es utilizada por los técnicos ortopédicos para crear moldes del pie. Sobre la base del diagnóstico realizado por un médico, el técnico ortopédico realiza un molde negativo del pie. El técnico ortopédico puede continuar trabajando con el negativo mediante diferentes procedimientos. Puede realizar un molde positivo en yeso o resina para molde, o determinar la anatomía exacta del pie o de las partes más destacadas del mismo a partir de la huella. También se puede escanear la huella y procesarla posteriormente mediante un software especial. En ese caso, se deberán tener en cuenta las indicaciones del fabricante del escáner y del proveedor del software. En la mayoría de los casos se realiza una plantilla, pero también hay otras posibilidades, tales como la realización de un zapato a medida individual. No está prevista una combinación con otros productos.

2. Almacenamiento:

La espuma para molde FSG se debe almacenar en un lugar seco: las condiciones de almacenamiento ideales son una temperatura de entre 18 °C y 24 °C y una humedad relativa de entre 55 % y 65 %. No asumimos ninguna responsabilidad en cuanto a la calidad y funcionalidad del producto si se hubiera almacenado en condiciones distintas a las anteriormente citadas. Se deberán desechar las cajas de espuma para moldes dañadas o húmedas. Las cajas de cartón para el transporte se deberán almacenar en posición vertical, puesto que no está previsto un almacenamiento horizontal. Se puede superponer un máximo de cuatro cajas de cartón.

3. Modo de uso:

La espuma para molde FSG solo puede ser utilizada por personal debidamente formado. Para utilizar la espuma, el usuario deberá utilizar guantes desechables para su propia protección. Se deberá respetar la normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo. La espuma para molde FSG solo es adecuada para un uso externo y es de un solo uso. El paciente solo debe pisar una vez una placa de espuma. La espuma para molde FSG deberá estar seca y en perfectas condiciones. El pie del paciente debe estar limpio, sin crema y sin infecciones o heridas. Si fuera necesario, se deberá utilizar una lámina o gasa estériles para cubrir el pie. Se debe evitar que la espuma para molde FSG entre en contacto o roce las mucosas. Antes de utilizar la espuma, es necesario asegurarse de que la versión utilizada es del tipo adecuado para el uso previsto. El usuario deberá seleccionar la espuma para molde que necesita en función de su uso. Desplegar la espuma para molde FSG y colocarla horizontalmente sobre una superficie fija, horizontal y plana. El pie deberá ser guiado por el técnico para lograr una huella centrada. Cuando se deba realizar una huella con el paciente en posición de pie (carga total), se deberá procurar que el paciente tenga el apoyo necesario. Comprobar la reciclabilidad de la huella y, si es necesario, repetir con un nuevo par de espuma para molde. Por cuestiones de higiene, retirar inmediatamente cualquier residuo de espuma del pie. Guardar por separado la espuma para molde FSG con la huella.

4. Conservación:

La espuma para molde FSG no se debe almacenar más de 36 meses. Los cambios de color no afectan a la eficacia de la espuma. La fecha estampada en el embalaje indica la fecha de caducidad. La espuma no se debe utilizar una vez sobrepasada dicha fecha. El sello con la fecha es también el número de lote. La fecha en la etiqueta del embalaje de la unidad de envío después del símbolo „reloj de arena“ muestra la fecha de vencimiento (mes). Después de esta fecha, la espuma ya no se puede utilizar. La fecha del LOTE también es el número de lote.

5. Eliminación:

La espuma para molde FSG se desecha en la basura no reciclable, mientras que el embalaje de cartón se tira al contenedor para papel. La espuma para molde contaminada y, en su caso, el embalaje, se deberán desechar en función del tipo de contaminación y conforme a la legislación local sobre eliminación de residuos.

