



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



SWEDEN



Bruksanvisning för FSG-skum för avtryck

1. Avsedd användning:

FSG-skum för avtryck behövs av fackpersonal inom ortopedisk skoteknik för att tillverka fotavtryck. Utifrån en läkares diagnos skapar ortopedingenjören en negativ form för foten. Med hjälp av olika metoder kan sedan ortopedingenjören fortsätta att bearbeta den här negativa formen. Hen kan tillverka en positiv form med gips eller gjutet harts eller fastställa den exakta anatomin eller också prominenta platser på foten med hjälp av avtrycket. Hen har även möjlighet att skanna in fotavtrycket och bearbeta det med särskilda program. I det här fallet ska man beakta skannertillverkarens och programleverantörens uppgifter. Oftast tillverkas ett inlägg, men det finns även andra möjligheter som t.ex. att tillverka en särskild skraddarsydd sko. Den här produkten är inte avsedd att kombineras med andra produkter.

2. Förvaring:

FSG-skum för avtryck ska förvaras torrt och bästa rumsvillkor får man vid temperaturer på mellan 18 ° och 24 ° C och med en relativ luftfuktighet på mellan 55 % och 65 %. Vi tar inte ansvar för produkt- eller funktionskvaliteten såvida produkten inte förvaras enligt dessa villkor. Om det finns skadade eller våta askar med skum för avtryck måste dessa bortsorteras. Leveranskartongen måste förvaras stående, den får inte förvaras liggande. Man får inte förvara fler än fyra kartonger på varandra.

3. Applicering:

FSG-skum för avtryck får endast användas av behörig fackpersonal. Användaren ska även skydda sig själv genom att använda engångshandskar. Alla arbetsmiljöbestämmelser måste respekteras. FSG-skum för avtryck är endast avsett för utomhus- och engångsbruk. En patient får endast trampa på en skumplatta en gång. FSG-skummet för avtryck måste vara torrt och utan skador. Patientens fot måste vara ren, inte smord med några krämer eller ha några skador eller infektioner. Ev. måste man använda sterilt folie eller sårförband för att skydda den fot som används. Förhindra att FSG-skummet för avtryck eller rester från det kommer i kontakt med slemhinnorna. Innan man börjar använda produkten måste man kontrollera att den använda varianten är rätt sort för den planerade användningen. En specialutbildad användare bestämmer sig för det nödvändiga trampsikummet utifrån användningsområdet. FSG-skummet för avtryck måste vara uppfällt och vara placerat på ett stabilt, vägrätt och jämnt underlag. Användaren måste leda foten för att åstadkomma ett centrerat avtryck. Om avtrycket görs med full belastning (stående) måste man se till att patienten står stabilt eller ev. stötta patienten. Kontrollera att avtrycket går att använda eller upprepa processen med ett nytt skumpar för avtryck. Ta omedelbart bort skumrester från foten av hygieniska skäl. Förvara FSG-skummet för avtryck separat.

4. Hållbarhet:

FSG-skummet för avtryck får inte lagras längre än max. 36 månader. Skummets funktion påverkas inte av färgförändringar. Sista hållbarhetsdatum visas med hjälp av det stämplade datumet på produktförpackningen. Skummet får inte användas efter det här datumet. Datumstämpeln är även partinummer. Datumet på etiketten för fraktförpackningen efter symbolen „timglas“ visar utgångsdatum (månad). Efter detta datum får skummet inte längre användas. LOT-datumet är också batchnumret.

5. Bortskaffning:

FSG-skummet för avtryck bortskaffas som restavfall medan kartongen kasseras för återvinning. Bortskaffa nedsmutsat skum för avtryck och ev. förpackningen beroende på typen av nedsmutsning samt enligt lokala och lagstadgade bestämmelser om avfallshantering.

