



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



TURKEY



FSG Kalıp Köpüğü Kullanım Talimatı

1. Kullanım amacı:

FSG kalıp köpüğü, ortopedik ayakkabı tekniğinde ayak kalıpları çıkartmak için uzman personel tarafından kullanılmaktadır. Ortopedi teknisyeni, bir doktorun diyagnozu doğrultusunda ayağın negatif kalıbını çıkarır. Ortopedi teknisyeni sonrasında bu negatif formu çeşitli yöntemlerle işleyebilir. Alçı veya döküm reçinesi kullanarak bir pozitif kalıp çıkarabilir veya kalıp doğrultusunda ayağın tam anatomisini veya ayağın belirgin yerlerini tespit edebilir. Ayrıca ayak kalıbını tarama ve özel yazılımla işleme devam etme imkanı da mevcuttur. Bunun için tarayıcı üreticisinin ve yazılım tedarikçisinin bilgileri dikkate alınmalıdır. Çoğu durumda bir taban hazırlanmaktadır fakat örneğin özel bir ölçüye göre ayakkabı üretme gibi farklı imkanlar da bulunmaktadır. Başka ürünlerle kombinasyon yapılmamalıdır.

2. Depolama:

FSG kalıp köpüğü kuru şekilde depolanmalıdır. İdeal durumda oda koşulları ve sıcaklığı 18° ve 24° C arası ve bağıl hava nemi %55 ila %65 arası olmalıdır. Bu koşulların dışında depolama yapılması durumunda ürün kalitesi ve fonksiyonelliği konusunda bir garanti verilememektedir. Hasarlı veya ıslak kalıp köpüğü ambalajları ayrılmalıdır. Gönderim kartonları daima dik durumda muhafaza edilmelidir, yatay bir muhafaza yapılmamalıdır. Maksimum 4 karton üst üste depolanabilir.

3. Uygulama:

FSG kalıp köpüğü yalnızca eğitimli uzman personel tarafından kullanılmalıdır. Kullanıcı, uygulama esnasında kendi güvenliği için tek kullanımlık eldivenler takmalıdır. İş güvenliği kurallarına uyulmalıdır. FSG kalıp köpüğü sadece dış uygulama ve tek seferlik kullanım için uygundur. Hasta sadece bir kere köpük paletine basmalıdır. FSG kalıp köpüğü kuru ve hasarsız olmalıdır. Hastanın ayağı temiz, kremsiz olmalıdır ve ayrıca yara ve enfeksiyon bulunmamalıdır. Duruma bağlı olarak ayağın kapatılması için steril bir folyo veya yara bandajı kullanılmalıdır. FSG kalıp köpüğünün veya bunun kalıntısının mu-kozayla temas etmesi önlenmelidir. Uygulamaya başlamadan önce, kullanılan varyantın planlanan kullanım için uygun tür olduğundan emin olun. Eğitimli uzman kullanıcı, uygulamaya göre gerekli ayak köpüğü miktarını belirler. FSG kalıp köpüğü açık durumda olmalıdır ve sabit, yatay ve düz bir zeminde durmalıdır. Ayak, merkezlenmiş bir kalıp alabilmek için uygulamayı yapan kişi tarafından yönlendirilmelidir. Tam yüklü kalıp alımında (ayakta), hastanın ayakta emniyetli bir şekilde durması sağlanmalıdır, gerekirse destek verilmelidir. Kalıbın kullanılabilirliği kontrol edilmeli ve duruma göre yeni bir kalıp köpüğü çiftiyle işlem tekrarlanmalıdır. Ayakta kalan köpük kalıntıları hijyenik nedenlerle derhal temizlenmelidir. Kalıp alınmış FSG kalıp köpükleri ayrı muhafaza edilmelidir.

4. Dayanıklılık süresi:

FSG kalıp köpüğü 36 aydan daha uzun bir süre muhafaza edilmemelidir. Köpükteki renk değişimleri, köpüğün fonksiyonunu etkilemez. Ürün ambalajında basılı olan tarih, ürünün son kullanım tarihini göstermektedir. Bu tarihten sonra köpük kullanılmamalıdır. Tarih baskısı ayrıca parti numarasıdır. Sevkiyat ünitesinin ambalaj etiketinde „saat“ sembolünden sonraki tarih. Son kullanma tarihini (ay) belirtir. Bu tarihten sonra form kullanılamaz. LOT tarihi aynı zamanda parti numarasıdır.

5. Atık yönetimi:

FSG kalıp köpüğü, artık atıklarla birlikte imha edilmektedir; karton ambalaj ise kullanılmış kağıt geri dönüşümüne verilmelidir. Kirli kalıp köpüğü ve duruma bağlı olarak ambalajı, kirlenme türüne ve yerel kurallara ve yasal atık kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.



Formschaum Gronau GmbH
Marie-Curie-Str. 18 · D-48599 Gronau
Telefon +49 (0) 25 62 / 90 767 60
Telefax +49 (0) 25 62 / 90 767 66
orders@formschaum-gmbh.de
www.formschaum-gmbh.de