

ORTHOPÄDISCHER
ABDRUCKSCHAUM

FSG

Formschaum Gronau GmbH



Copy Meister®
DAS ORIGINAL



Die bewährte Größe, ideal für den Abdruck, mit einer Länge von 330 mm schon länger als sämtliche vergleichbaren „Standard“-Größen.

Abmessung einer CopyMeister®-Schaumplatte:

330 mm x 145 mm x 38 mm

Abmessung eines Faltkartons (geschlossen):

340 mm x 150 mm x 80 mm

Abmessung eines 50er Umkartons:

770 mm x 700 mm x 420 mm

Gewicht: ca. 7 kg, -0,23 m³

Abmessung eines 25er Versandkartons:

770 mm x 420 mm x 350 mm

Gewicht: ca. 3,5 kg, -0,12 m³

001 Rosa


Für spezielle Anwendungen entwickelt:

- **Ideal ND Soft** (niedrige Dichte)


Gleiche Daten wie Ideal aber besonders weich.

- **Ideal HD Strong** (hohe Dichte)

Gleiche Daten wie Ideal aber besonders fest.



002 Blau



003 Grün



004 Gelb




005 Violett



006 Pink



019 Rot



020 Grau



1. Sichtfenster

Warum ein Sichtfenster?

Unseren Abdruckschaum bekommen Sie inzwischen in vielen verschiedenen Farben geliefert. Im Regal sind diese Farben von außen nicht zu erkennen. Das Sichtfenster dient zur Erkennung der jeweiligen Schaumfarbe.



2. 8 Eindrücklaschen

Warum acht Laschen zum Eindrücken?

Da unser Schaum vielfach gescannt wird und der Karton für den Scanner umgedreht wird, können die acht Laschen eingedrückt werden, womit ein unbeabsichtigtes Herausfallen der Schaumplatten aus dem Karton verhindert wird. Ebenso kann es passieren, dass der Fuß bei Herausnahme aus dem Karton den Schaum mit heraus zieht. Das Umfallen der Laschen fixiert den Schaum in der Faltschachtel.




3. Neuer 50-Paar Versandkarton

mit eingestanzten Löchern, die das Tragen erleichtern.


*IMMER EINE NEUE IDEE!
PRAKTISCH, EINFACH
UND INNOVATIV.*

GENIAL XL (Extra tief)

So groß wie Ideal, aber mit fast 6 cm Tiefe genial geeignet für den tieferen Eindruck und das perfekte Ausgießen.



023 Rosa



024 Blau



25er
Versandkarton

Abmessung einer CopyMeister®-Schaumplatte:

330 mm x 145 mm x 58 mm

Abmessung eines Faltkartons (geschlossen):

340 mm x 150 mm x 120 mm

Abmessung eines 25er Versandkartons:


760 mm x 630 mm x 360 mm

Gewicht:


ca. 5 kg, – 0,17 m³

MAXIMAL (Extra lang und breit)

Für den großen Fuß mit unvergleichbarer Länge und Breite.




022 Blau



021 Rosa

40er
Versandkarton



15er
Versandkarton

Abmessung einer CopyMeister®-Schaumplatte:

380 mm x 155 mm x 38 mm

Abmessung eines Faltkartons (geschlossen):

390 mm x 160 mm x 80 mm

Abmessung eines 40er Versandkartons:

800 mm x 640 mm x 420 mm

Gewicht: ca. 7 kg, – 0,21 m³

Abmessung eines 15er Versandkartons:

500 mm x 420 mm x 410 mm

Gewicht: ca. 3 kg,



031 Blau

Abmessung einer CopyMeister®-Schaumplatte:

330 mm x 145 mm x 38 mm

Abmessung eines Faltkartons (geschlossen):

340 mm x 155 mm x 80 mm

Abmessung eines 50er Versandkartons:

770 mm x 700 mm x 420 mm

Gewicht:

ca. 8 kg, ~ 0,23 m³

Abmessung einer Schaumstoffplatte:

330 mm x 145 mm x 58 mm

Abmessung eines Faltkartons (geschlossen):

340 mm x 150 mm x 120 mm

Abmessung eines 25er Versandkartons:


755 mm x 630 mm x 355 mm*

Gewicht:

ca. 5 kg, ~ 0,17 m³

MINIMAL (für Kinder)

Das Schnäppchen für den Kinderfuß bis Größe 35.



041 Blau



040 Rosa



50er
Versandkarton

Abmessung einer CopyMeister®-Schaumplatte:

260 mm x 145 mm x 38 mm

Abmessung eines Faltkartons (geschlossen):

270 mm x 150 mm x 80 mm

Abmessung eines 50er Versandkartons:

750 mm x 550 mm x 420 mm,

Gewicht:

ca. 7 kg, – 0,17 m³

NEU: FSG-SPRENGUNGSKEILE

Im Fachhandel erhältlich:

Das perfekte Zubehör bei Einlagen für Schuhe mit Absätzen.

Das ideale Hilfsmittel, um eine Schrägstellung vom Fußabdruck im Trittschaum zu erzeugen.

Diese Neuentwicklung im 4er-Set beinhaltet:
2 Keile á 8mm und
2 Keile á 12 mm.



Neu im Sortiment der Formschaum Gronau GmbH bieten wir ein Set von Sprengungskeilen mit je 8 mm oder 12 mm Höhe an. Diese Sprengungskeile werden im hinteren Teil der Faltschachtel (Fersenbereich) unter die Schaumplatten gelegt.

Mithilfe der spitzen Seite der Sprengungskeile können die Schaumplatten ohne Aufwand heraus „gehebelt“ werden und die Keile im hinteren Bereich der Faltschachtel platziert werden.

Danach werden die Schaumplatten über die Keile wieder in den Karton gelegt. Wird nun ein Abdruck des Fußes erstellt, ist zum Anfertigen einer Einlage für Schuhe mit Absatz der Höhenunterschied sofort im Schaumabdruck des Fußes wiedergegeben und abgezeichnet.

FSG-Abdruckschaum CopyMeister® Geprüfte Qualität und Innovation

Die Produktion unseres Trittschaumes unterliegt stets strengen Qualitätskontrollen, diverse Prüfungen hat unser FSG-Abdruckschaum erfolgreich durchlaufen. Als Medizinprodukt ist eine CE Kennzeichnung mit Prüfung nach Kriterien der DIN-10993-1 erfolgt, ebenso wurde unser Produkt in einem unabhängigen Labor **dermatologisch untersucht und auf Gehalt an Restmonomere geprüft**.

FORMSCHAUM GRONAU GMBH steht in allen Bereichen für ständige Innovation. Bereits 2009 haben wir als erster europäischer Hersteller farbigen Trittschaum in den Markt eingeführt, dieser erfreute sich rasch hoher Akzeptanz. Da der Marktanteil und die Nachfrage nach farbigen Trittschaum wuchsen, mussten auch andere Produzenten dem farbigen Trend widerwillig folgen. Unser FSG-Abdruckschaum „**Ideal**“ ist seit Markteinführung auf eine optimale Länge abgestimmt, die den modernen Anforderungen heutiger Fußabmessungen Folge leistet.

Der **Diabetic-Step** wurde ebenfalls in enger Zusammenarbeit mit den Orthopäden entwickelt und ist für die besonderen Bedingungen bei Diabetikerfüßen konzipiert worden.

Mit **PodoSCANN soft** ist der Trittschaum für das Einscannen optimiert worden, das Scanergebnis wird durch die Fixierung der hellen Schaumplatte perfektioniert.

Diese und alle anderen Produkte werden von uns und unseren Partnern aus Handel, Forschung und Technik für den heutigen Anspruch entwickelt und sorgfältig getestet, bevor sie in den Handel kommen. Für die Qualität unserer Produkte stehen wir daher persönlich ein.

Unsere Produktpalette entwickelt sich stetig weiter und vielleicht können wir auch für Sie das passende **CopyMeister®** Produkt mitgestalten.

BRANDING

Geben Sie Ihrer Trittschaum-Schachtel das individuelle Erscheinungsbild. Gestalten Sie den Aufdruck für Ihren Trittschaum nach Wunsch. Ob komplett neu gestaltet oder nur ein Logo oder Name und Adresse, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Ihren ganz eigenen Abdruckschaum

Sie hätten auch gerne Ihr eigenes Logo auf Ihrer Formschaum-Schachtel?

Kein Problem! Unter folgenden Konditionen machen wir auch das möglich.

Beispiel:

FSG-Abdruckschaum Ideal

mit Aufdruck des Firmenlogos

330x145x38 mm

Mindestabnahmemenge 3.000 Stück


Abnahme innerhalb von 12 Monaten

einmalige Klischeekosten nach Aufwand.

Fragen Sie uns. Es ist günstiger als Sie denken.

**Druckfarbe nach Wunsch,
auch Mehrfarbendruck möglich.**

**Für ein individuelles Angebot
sprechen Sie uns bitte an!**



WIR BIETEN:

- Chargenrückverfolgbarkeit
- Qualitätskontrolle Einzelpfprüfung durch geschultes Personal
- Ökonomische Herstellung durch effiziente Herstellungsverfahren
- ständige Innovationen (erster europäischer Produzent von farbigem Trittschaum - seit 2009, erster Hersteller von Diabetikertrittschaum, Optimierung der Scanfähigkeit von Trittschaum, Logoprint, etc.)
- Lager und Logistikservice für den Großhandel
- individuellen Zuschnitt, Sondergrößen
- Branding, Layoutentwürfe
- OEM Service

SIGNUM

Machen Sie Ihren Abdruckschaum unverwechselbar und individualisieren Sie ihn mit Ihrem eigenem Logo. Sprechen Sie uns an und wir produzieren mit Ihnen zusammen Ihren ganz persönlichen Trittschaum.



GEPRÜFTE QUALITÄT

Als **Medizinprodukt der Klasse 1** unterliegen alle Produkte im orthopädischen Bereich dem **Medizinproduktegesetz, Richtlinie 93/42/EWG Anhang 7**.

WIR haben folgende Nachweise auf Basis der DIN EN ISO 10993-1 zur biologischen Verträglichkeit von Medizinprodukten erbracht:

- **DIN EN ISO 10993-5 In-vitro-Zytotoxizitätstest**
- **DIN EN ISO 10993-18 Chemische Charakterisierung**

Untersuchungen durch unabhängige Labore erfolgten für:

- **Dermatologische Verträglichkeit**
- **Gehalt an Restmonomere**



FSG

Formschaum Gronau GmbH

Marie-Curie-Straße 18 · D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 25 62 / 90 76 760 · Fax: +49 (0) 25 62 / 90 76 766

www.formschaum-gmbh.de · info@formschaum-gmbh.de

